


エアスリング 装着手順

< 外側 >



< 内側 >



1. 端座位になる



ベッドは両脚が
着く高さに調整

2. 中心を合わせる

スリングと背中
の中心をあわせる



ポケットに指を入れ、
スリングの端が臀部に
やや敷き込まれる
ようにする

3. リフトに足を乗せる



脚が上がらない方は
脚を乗せやすいよう
ベッドの高さを調整

4. 胸パットをあてる


胸パットを腹部に
あてる



前輪キャスターをロック!

5. 膝パットを合わせる

膝パットの長さを調整し
膝ベルトをとめる



ロック 解除

ベルトをとめる

6. 胸パットを下げる

胸パットが自動で
止まるまで下げる



ハンドスイッチ

7. スリングの脇ループを胸フックにかける

① 胸パットと身体に隙間ができないように
ループを胸フックにかける

② ループを装着後、スリングが
ずり上がっていないか、
再度確認をする



平行にしっかり
引っ張って左右対称に
なるように装着

胸フック

隙間があいて
しまう時は
タオルを
つめる

手順2で
合わせた位置

8. 移動・移乗・排泄


不快感がないか等表情を
見ながら上昇・移動する



上昇時の注意

表情や足元をしっかりと見ましょう

膝が屈曲している方の
場合、リフト上昇時に
踵が浮き上がり痛みを
伴うことがあります。
不快感や痛みがないか
表情を確認しながら、
操作してください。



着脱時のポイント

ズボンや下着は前側からおろすと脱がせやすくなります。

○ 前側

脱がせやすい



✗ 後側

脱がせにくい

