

# 静止型マットレス ナーセントコンタ



PAT.P



【対象者目安】  
・適応体重：～80kg  
・OHスケール：4～6点



- Ag+ 配合
- 抗菌
- 防臭
- 防カビ
- 塩素系漂白剤での清拭OK
- アルコールでの清拭OK

## 新発想の3Dフォームで 体圧分散と姿勢保持を両立

身体形状に沿わせて支える3D層とウレタンフォームの特殊カット技術を追及することで、リラックスした理想的な寝姿勢を実現



### 4層構造で快適な寝心地を実現

#### ストレッチ層（伸び270%）

ストレッチ性の良いウレタンフォームが、身体に心地よく馴染んで除圧層に追従します。

#### 除圧スリット層（通気ウレタン）

身体の荷重配分に対応した特殊スリット加工で、マットレスの沈み込みを調整、全身の体圧分散を高めます。



#### 端座位ブロック（高硬度ウレタン）

端座位や移乗したときの姿勢を安定させやすくする硬めのウレタンブロックです。

#### 支持層（高硬度ウレタン水抜き加工）


背上げなど、荷重がかかった時の底づきを防止します。

#### 3D層（高硬度ウレタン）

マット面に荷重が乗りにくい上・下肢を、盛り上がった3D層が支えることで、接触面積が広がって圧分散性が向上します。




①NCM-91 ②NCM-83



品名	品番	価格	重量	TAISコード	JANコード	
ナーセントコンタ 防水タイプ	91cm幅	NCM-91	¥108,000	8.7kg	00149-000061	4560232695314
	83cm幅	NCM-83	(税込 ¥118,800)	7.8kg	00149-000060	4560232695321
ナーセントコンタ 防水タイプ用 替えカバー	91cm幅	NCM-91C	¥22,000	-	-	-
	83cm幅	NCM-83C	(税込 ¥24,200)	-	-	-
材質	【外カバー】表・側面：ポリウレタンフィルムラミネート加工布、裏面：ポリエステル、ねすわりガイド：ターポリン 【内カバー】ポリエステル100% 【中材】1層目：高伸長ウレタンフォーム、2層目：通気ウレタンフォーム、3層目・3D層：高硬度ウレタンフォーム					

## ベッド背上げ時の滑りすわりや横倒れを防止

ベッドで食事や胃ろう注入を行うとき、各サポートの動きで、滑りすわりによる腹部圧迫や横倒れしにくい快適な背上げ姿勢にします。



### ■ヘッドサポート

- 背上げたとき、顎を軽く引いた姿勢になるので咀嚼や飲み込みが楽になります。
- 仰臥位で就寝するときも、顎が上がりにくいので開口しにくい姿勢になります。

### ■アンカーサポート

- 背上げたとき、アンカーサポートで座骨の滑り出しがストップし、大腿部が支えられるので、腹部圧迫や、腫のずれ・圧迫を軽減できます。

### ■サイドサポート

- 両サイドが盛り上がっているため、背上げたときの横倒れを防止します。
- 側臥位するとき、頭や上肢がずり落ちたり、サイドレールとの間に挟まれるリスクを軽減します。

### ■追従スリット

- 膝上げたとき、マットレスがベッドの動きに追従しやすくします。

## ポジショニングの手間とクッション数を最小限に


3D層がポジショニングクッションと同じ役割を果たすので、少ないクッションで体位変換やポジショニングができます。

### ■側臥位が崩れにくい

- 両サイドが盛り上がっているため、姿勢が安定します。

### ■シンプルなポジショニングが可能

- 看護・介護の統一的なケアの推進に役立ちます。



ベッドの背上げ・膝上げ機能を活用すれば、円背や下肢の屈曲拘縮の方にも対応しやすくなります。




## 「ねすわりガイド」で座る・寝る位置がハッキリ!

寝る位置や車いすからベッドに移乗する位置をわかりやすくガイド。マットレスの機能を最大限に発揮するための目安です。



### ■移乗して座るポイント


ねすわりガイドを目安にするとフラットエリアに安定して座ることができます。



※離床するときも、必ずフラットエリアに座るように注意してください。

### ■ベッドに寝るポイント

股関節(大転子)⇄上前腸骨棘の間に、ねすわりガイドの▽マークが入るようにすると、最適な姿勢で寝ることができます。



ナーセントシリーズのご用命は

**アイ・ソネックス株式会社**

〒702-8004 岡山県岡山市中区江並100-7  
TEL:086-200-1550 FAX:086-200-1553

<https://www.nasent.net> ナーセント 検索



・このカタログは印刷物のため、商品写真の色は現物と多少異なることがあります。また製品の仕様および価格は、改善のため予告なく変更する場合があります。  
・「QRコード」は、(株)デンソーウェーブの登録商標です。

2021.10