

居室におすすめ。家具調ポータブルトイレ

# ナセント®ポータブルトイレ 木製ピボット型

介護保険：特定福祉用具購入(腰掛便座)

TAISコード:00149-000024

標準装備：ペーパーホルダー(左右取付可)、トイレマット、便座カバー  
サイズ：幅58.8×奥行68×高さ80~92cm  
座面高さ：35cm~47cm(3cm刻み・5段階)  
取っ手高さ：20cm／取っ手内々幅：48cm(便座幅：43cm)  
重量：キャスター付19.8kg  
キャスターなし19.4kg

キャスター付 ¥63,000 (税別)  
JANコード:4560232690128

キャスターなし ¥59,000 (税別)  
JANコード:4560232690227

単品購入の場合

便座カバー ¥1,500 (税別)

トイレマット ¥3,200 (税別)

いつでも  
トイレマットと便座カバーが  
ついてきます



この高さに納まるから  
跳ね上げても邪魔にならない！

PAT.P

point 1 取っ手はワンタッチ操作で、  
しっかり固定！

取っ手を下げるだけで、カチッと自動  
ロックされ、解除もワンタッチです。  
簡単なのに、しっかり安定して  
ぐらつきません。



point 2 移乗しやすい！

取っ手が背もたれより  
飛び出さないで、  
後方からでも安心して  
移乗介助を行えます。



point 3 視線が気にならない  
「目かくしガード」




取っ手を下げれば、  
周囲からの視線が  
気になりません。

point 4 立ち座りが楽



長い取っ手なのでしっかり奥まで  
座れ、立位も前かがみ姿勢から  
自然にとれます。

point 5 便座穴にお尻が落ち込む方、  
おすすめです





ソフト便座を前後反対に  
付けかえれば、  
お尻が落ち込みにくくなります。



# ナセント®

●NASENT® PORTABLE TOILET

ナーセントポータブルトイレカタログ



Let's live in comfort.

**i アイ・ソネックス株式会社**

〒702-8004 岡山県岡山市中区江並100-7

TEL:086-200-1550 FAX:086-200-1553

http://www.nasent.net

ナーセント 検索



**アイ・ソネックス株式会社**



病院・施設向けのベッドサイドポータブルトイレ

## ナセント®ポータブルトイレ スチール製丸型

介護保険：特定福祉用具購入（腰掛便座）

全タイプ ¥55,000（税別）

カラー：オレンジ／ブラウン

取っ手タイプ：  
長短取っ手型／両中取っ手型／両長取っ手型

TAISコード：00149-000014

標準装備：ペーパーホルダー（左右取付可）、トイレマット、便座カバー  
サイズ：幅52×奥行70.5×高さ76.5～91.5cm  
座面高さ：35cm～50cm（2.5cm刻み・7段階）  
取っ手高さ：2段階調節（21cm・23.5cm）  
取っ手内々幅：44cm（便座幅：43cm）  
重量：15.5kg  
バケツ容量：11ℓ



オレンジ

ブラウン

### 取っ手の長さは、選べる3タイプ



長短取っ手型

JAN コード  
●ブラウン：4560232690043  
●オレンジ：4560232690074



両中取っ手型

JAN コード  
●ブラウン：4560232690050  
●オレンジ：4560232690081



両長取っ手型

JAN コード  
●ブラウン：4560232690067  
●オレンジ：4560232690098

こんなことにお困りではありませんか？



### 座位で排尿することの大切さ


ベッドの端に一人で座ることのできる人の排泄ケアは、「おむつ」ではなく高さ調節のできる安定性の良いベッドサイド型ポータブルトイレがおすすめです。ベッドサイド型ポータブルトイレは、安全に移乗でき、足が床に着くので排尿が楽になります。足底を接地すると、骨盤底筋群が緩んで排尿反射がおこりやすくなります。

### 高さ調整も簡単！

入院時に、患者様の身長や身体状況にあわせて便座の高さをすぐに変更できます。



50cmまで便座を高くできるので、股・膝関節疾患やリウマチで深く関節を曲げられない方や立って排尿したい男性におすすめです。



リウマチの方

立位での排尿

ここが違う！なるほど、納得のポータブルトイレ

### point 1 片手でもらくらく移動

大径キャスターなので部屋から部屋へ、保管場所や洗い場まで負担なく移動ができます。腰痛対策にも。（重量：15.5kg）



大径キャスター

### point 2 こだわりの便座


#### 1 どすん！と座っても大丈夫！

表面は柔らかくソフト感触ですが、芯材に金属を使用しています。衝撃に強く、割れることはありません。



#### 2 塩素系漂白剤OK！

小さなキズができて水が染み込むことはないで、安心して漬け置き洗いができます。



#### 3 尿もれを防止！

便座裏には、尿もれ防止リブがついているので、バケツカバー（汚水受け容器）にもれにくい構造になっています。

### point 4 お手入れが簡単

パーツごとに分解できるので汚れたところだけ取り外して持ち運んで洗うことが可能です。



### point 5 いつでも 便座カバー & トイレマット付



トイレ1台ご購入につき、付属品として足元を滑らせない安心な、トイレマット（防水）と、冬場でもひんやりしない便座カバーがついています。

単品購入の場合  
便座カバー ¥1,500（税別）  
トイレマット ¥3,200（税別）



超コンパクト設計

52cm幅

長取っ手

10cm

便座から10cm前に出ます

取っ手は左右の交換が可能

短取っ手

高さ調節が簡単！

35cm

2.5cm刻み・7段階

50cm

丸型形状ソフト便座

75mm 大径キャスター

### point 3 移乗しやすい「長・短取っ手」のウケ



「短い取っ手」だと、ベッドから両脚を降ろして移乗するとき、脚がぶつかりません。



「長い取っ手」だと、前方に飛び出ているのでつかみやすく、腰を浮かして移乗する動作を助けます。



「短い取っ手」だと、座ってお尻をずらしながら移乗するとき、腰や背中にぶつかりませんので、便座の奥までしっかり腰掛られます。

### point 6 長期使用可能

消耗しやすい小さなパーツから、大きなパーツまで交換可能なので長期的にご使用いただけます。



便座取付樹脂

ネジ