

*Renewal*

2021年3月頃

排泄ケア用介護リフト

**SKYLIFT**  
スカイリフト SL-2018R

¥498,000(非課税)

TAIS コード：00149-000055

JAN コード：4560232694522

サイズ：幅 50.3× 高さ 137.3× 奥行 96.4cm

重さ：42kg

バッテリー：内蔵型(家庭用 AC100V で充電)



介助の省力化に

腰痛や事故防止に

## 〈リニューアルポイント〉

### 1 台形の胸パットで安定感アップ！



停止センサーの接触面が広がり、どんな体型の方でも確実な停止が可能になりました。

### 2 抜け止め先端が半球で掛けやすく！



フック先端を半球にすることで、スリングシートが掛けやすく外しやすくなりました。

### 3 停止センサーの感知を音と光でお知らせ！



センサーが作動して下降停止したことを、音と点滅で警告するので、慌てずに対処できます。

### 4 ハンドスイッチを押したら音でお知らせ！



「あがる」、「さがる」のボタンを押したらプッシュ音が鳴り、作動開始を知らせます。

### 5 LED ライトで明るさアップ！



LED ライト採用でコントロールパネルの電光が、より明るくなりました。

# 簡単操作の安心設計



## ボタンは2種類だけ

リフトの昇降は「あがる」、「さがる」の簡単操作。



## カンタン充電

専用アダプターを本体とコンセントに差し込むだけ。



## 身体に合わせて調整可能な膝パット

体格に合わせて、高さはネジで上下4段階、レバーの解除で、前後にも6段階の調整ができます。


## 安心・安全設計!!

万が一のとっさの時に  
緊急停止ボタン



電源スイッチは緊急停止ボタンを兼ね備えています。また、自動電源オフ機能搭載で、バッテリーの消耗を防ぎます。

挟み込みを防止する  
停止センサー



緊急時の対応に  
緊急下降ボタン



## 脚部が開閉

ペダルを踏み込むと、脚部が開閉。トイレなど移乗先の幅に合わせることができます。

# 身体状況や用途に合わせて選択ができる スカイリフト専用スリングシート

介護保険：特定福祉用具購入（移動用リフトの吊り具の部分）

## エアスリング AS-201

移動・移乗 排泄介助 入浴介助 リハビリ

2つのフックにかけるだけで、手早く装着できるスタンダードタイプ！

M・Lサイズ  
各 ¥38,500 (税込)

TAISコード：00149-000002

JANコード：

Mサイズ／4560232694126

Lサイズ／4560232694164



## サポートスリング SS-202

移動・移乗 リハビリ

座位姿勢で移動・移乗ができ、立位訓練にもおすすめ！

M・Lサイズ  
各 ¥35,200 (税込)

TAISコード：00149-000003

JANコード：

Mサイズ：4560232694133

Lサイズ：4560232694171



## 脚ベルト付エアスリング

移動・移乗 排泄介助 リハビリ

臀部のずり下がり防止します！



M・Lサイズ  
各 ¥46,420 (税込)

TAISコード：00149-000054

JANコード：

Mサイズ／4560232694201

Lサイズ／4560232694225

オプション品

エアスリングを使用中の方に  
エアスリング専用脚ベルト

(2本1セット) ¥7,920 (税込)

JANコード：4560232694195

## トイレットスリング TS-204

移動・移乗 排泄介助

リハビリ

スリングを装着したままでズボンやパンツがおろせます！

¥35,200 (税込)

TAISコード：00149-000052

JANコード：4560232694157



スカイリフトのご用命は

**アイ・ソネックス株式会社**

〒702-8004 岡山県岡山市中区江並100-7

TEL:086-200-1550 FAX:086-200-1553

https://www.nasent.net

ナース 検索



・このカタログは印刷物のため、商品写真の色は現物と多少異なることがあります。また製品の仕様および価格は、改善のため予告なく変更する場合があります。

・「QRコード」は、(株)デンソーウェーブの登録商標です。